

Fabcio

Relift

Cilt Bakım Cihazı



KULLANIM KILAVUZU
ve GARANTİ BELGESİ

FBC955

CE

Giriş

Fabcio Relift dünyasına hoş geldiniz!
Satın alım tercihiniz için teşekkür ederiz!

Önemli Bilgiler

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız.

Güvenlik Önlemleri

- Genel olarak yüz estetiği ameliyatı geçirmiş, deri altına metal implant taktırmış, hamile veya gebelik döneminde olan kişilerin bu ürünü kullanması önerilmez.
- Masaj başlığını kullandıktan sonra mendil veya bezle silin. Suyla yıkamayın.
- Kısa devreye sebep olabileceği için banyoya veya nemli yerlere koymayınız.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı solüsyonlar (alkol, muz yağı, benzin, aseton vb.) kullanmayınız. Aksi takdirde ürün bozulabilir, parçaları çatlayabilir, rengi solabilir vb.
- Her mod günde sadece bir kez kullanılabilir ve üç modun günde bir kez arka arkaya kullanılması önerilir.

Ürün Tanıtımı

Yüz ve Boyun için 7 Renk Güzellik Cihazı, tüm yüz kırışıklıklarının tedavisi için elde taşınabilir bir cihazdır. Kırışıklıkları ve diğer cilt sorunlarını ortadan kaldırmak için 7 renkli LED ışık, titreşim ve ısıtmayı birleştirir.

Titreşim

Farklı enerji seviyelerine sahip 3 masaj modu içerir. CLEAN Modu gözenekleri temizleyebilir ve cildinizi temiz ve parlak tutabilir. EMS Modu cildinizi rahatlatır, cildinizin cilt bakım ürünlerini emmesine yardımcı olabilir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltabilir. HOT Modu sarkık cildi sıkılaştırabilir ve kolajen üretimini destekleyerek cildinizi gençleştirir.

Isıtma

Tedavi sırasında $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ sabit sıcaklık ile cilt bakım ürünlerinin emilimini artırır. Uygun sıcaklık aynı zamanda cilt bakımını daha konforlu hale getirir.

7 Renk LED Açıklama

1. KIRMIZI IŞIK (630nm) → Yaşlanma karşıtı ve kolajen üretimini teşvik eder. Kan dolaşımını hızlandırır ve alerjik cildi rahatlatır.
2. MAVİ IŞIK (415nm) → İltihabı yatıştırır ve hassas cildi sakinleştirir. Alerjik cildi yatıştırır ve yara enfeksiyonunu önler.
3. YEŞİL IŞIK (525nm) → Kırışıklıkları ve ince çizgileri düzeltir. Hassas cildi, vücudu ve zihni sakinleştirir.
4. MOR IŞIK (390nm) → Lenfatik drenajı teşvik eder. Cildi beyazlatma ve aydınlatma teşvik eder.
5. SARI IŞIK (590nm) → Melanin üretimini azaltır. Cilt kızarıklığını ve şişkinliğini giderir.

6. CAM GÖBEĞİ IŞIĞI (490nm) → Cilt gerginliğini ve şişmiş kılcal damarları azaltır. Cilt metabolizmasını teşvik eder, cilt dokusunu güçlendirir.

7. BEYAZ IŞIK (Karışık) → Cildi rahatlatır ve cilt hücrelerinin büyümesini ve iyileşmesini hızlandırır. Cildi sıkılaştırır, ince çizgileri ve gevşek cildi iyileştirir.



Nasıl Kullanılır?

1. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, sevdiğiniz cilt bakım ürünlerini yüzünüze eşit şekilde uygulayın.
2. Cihazı açmak için güç düğmesine 2 saniye basın.
3. İhtiyacınıza göre ışık modunu ve masaj modunu seçmek için düğmeye basın.
4. Masaj başlığını cildinize yerleştirin ve aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın.
5. Kullanımdan sonra cihazı kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basın.

NOT

1. Bu cihaz şarj sırasında kullanılamaz.
2. Titreşime başlamadan önce masaj başlığının kullanıcının cildine tam oturması gerekir.
3. Bir dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Kullanım İpuçları



1. Çeneden yanağa doğru masaj yapın.
2. Yanaklardan göz dış köşelerine doğru masaj yapın.
3. Boyundan çeneye doğru masaj yapın.
4. Alnınızda aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın.

Teknik Özellikler

Model	FBC955 / Relift
Güç	2.5W
Batarya	500mAh
Şarj Tipi	Type-C
Ölçüler	5.25*3*1.25inch

Temizlik ve Bakım

1. Kullanım sonrası tüm yüzeyleri nemli bir bezle silin ve iyi muhafaza edin.
2. Sert veya aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayınız.
3. Temizledikten sonra güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayınız.

Geri Dönüşüm



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

Fabcio Türkiye Destek / Yetkili Servisleri İthalatçı Firma

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamınızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B
Ümraniye / İstanbul
Çağrı Merkezi: 0850 242 08 73

Üretici Firma:

Shenzhen duomeilin Technology Co., Ltd
Adres: 302, 3rd floor, No. 6, xinmulaocun Industrial Park,
Pinghu street, Longgang District, Shenzhen

Bu ürün 2014/30/ EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Fabcio

GARANTİ BELGESİ

Ürün veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San. ve
Dış. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.
İrfan Sok. No: 8/B Ümraniye/İstanbul
Telefonu: 0850 242 08 73

Malın:

Cinsi: Cilt Bakım Cihazı
Markası: Fabcio
Modeli: FBC955 / Relift
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:

Satıcı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San.
ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.
İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye / İstanbul
Telefonu: 0850 242 08 73
E-posta: info@tnspazarlama.com

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

TNS BİLİŞİM
Elektronik San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Mah. Memiş A Çimen Sok.No:8- B
Ümraniye-İSTANBUL
Ümraniye D.No:450325872

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre,

garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.